








































	Produits	Caractéristiques	Lieux d'utilisation	Comment l'utiliser ?	Quand l'utiliser ?
 <p>Mains</p>	 <p>Flacon 100 ml Réf. 56150002 PCB 24</p> <p>Pompe 300 ml Réf. 56150102 PCB 12</p> <p>Bidon 5L Réf. 56150203 PCB 4</p> <p>Flacon 100 ml Réf : 56152101 PCB 24</p> <p>Flacon 300 ml Réf : 56152201 PCB 12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine 99,9% des germes présents, en 30 secondes seulement.</li> <li>• Sans eau, sans rinçage, sans essuyage.</li> <li>• Sans paraben ni colorant, Wyritol gel est non gras. Il contient un agent émoullissant qui laisse la peau douce.</li> <li>• Bactéricide : NF EN 1040</li> <li>• Fongicide : NF EN 1275</li> <li>• Virucide : NF EN 14476</li> </ul>	  	 <p>1 Paume contre paume    2 Doigts entrelacés    3 Paume sur dos</p> <p>4 Paume doigt    5 Les pouces    6 Les ongles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les jours, le plus souvent possible</li> <li>• A chaque contact</li> <li>• Lors des changements de gants</li> <li>• Avant ou après tout contact avec un patient</li> <li>• Après un contact avec une surface ou équipements contaminés</li> </ul>
	 <p>Lingettes mains x100 Réf. 56153101 PCB 12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante.</li> <li>• Elimine 99,9% des bactéries présentes.</li> <li>• S'utilise sans rincer.</li> <li>• Nettoie et désinfecte</li> <li>• Parfum Pin</li> <li>• Sans alcool</li> <li>• Bactéricide : NF EN 1276, NF EN 13727</li> <li>• Levuricide : NF EN 1650, NF EN 13624</li> <li>• Virucide : NF EN 14476</li> </ul>		 <p>Frotter les mains pendant 30 sec. Laisser sécher</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les jours, le plus souvent possible</li> <li>• A chaque contact</li> <li>• Avant ou après tout contact avec un patient</li> <li>• Après un contact avec une surface ou équipements contaminés</li> </ul>
	 <p>Flacon 500 ml Réf : 56150902 PCB 12</p> <p>Bidon 5L Réf : 56150803 PCB 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoie, désinfecte et dégraisse</li> <li>• Sans allergènes</li> <li>• Spécial usage fréquent</li> <li>• Bactéricide : EN 1040, EN 13727</li> <li>• Levuricide : EN 1275, EN 13624</li> <li>• Actif sur virus : EN 14476</li> </ul>		 <p>Appuyez sur la pompe à savon afin d'y déposer 2 doses de savon</p> <p>Frottez vous les mains avec le savon pendant 30 secondes minimum</p> <p>Rincez vous les mains à l'eau claire</p> <p>Essuyez vous les mains avec un essuie mains à usage unique</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les jours, le plus souvent possible</li> <li>• A chaque contact</li> <li>• Lors des changements de gants</li> <li>• Avant ou après tout contact avec un patient</li> <li>• Après un contact avec une surface ou équipements contaminés</li> </ul>



	Produits	Caractéristiques	Lieux d'utilisation	Comment l'utiliser ?	Quand l'utiliser ?
 Air	 Aérosol 750 ml Réf. 21810701 PCB 12   Aérosol le 500 ml Ref : 56073102 PCB 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Purifie, désinfecte et désodorise atmosphère et surface.</li> <li>• Bactéricide : NF EN 1276</li> </ul>		  <b>Pulvériser</b> <b>50m<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 X / jour</li> </ul>
 Surfaces	 Pulvérisateur 750ml Réf. 56071102 PCB 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyant désinfectant moussant prêt à l'emploi.</li> <li>• Elimine 99,9% des bactéries présentes.</li> <li>• Compatible contact alimentaire.</li> <li>• Bactéricide: NF EN 1276</li> <li>• Fongicide: NF EN 1650</li> <li>• Virucide: NF EN 14476</li> </ul>		 <b>Pulvériser sur le tissu à usage unique</b>   <b>Laisser agir</b>  <b>30"</b>  <b>Frotter</b>  <b>Inutile de rincer hors surfaces en contact alimentaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les jours</li> <li>• Pour le nettoyage des surfaces et du matériel</li> </ul>
	 Lingettes surfaces x120 Réf. 56151003 PCB 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante.</li> <li>• Elimine 99,9% des bactéries présentes.</li> <li>• S'utilise sans rincer sur toutes les surfaces hors contact alimentaire.</li> <li>• Compatible contact alimentaire.</li> <li>• Nettoie et désinfecte en un seul geste</li> <li>• Bactéricide : NF EN 1276, NF EN 13697, NF EN 16615</li> <li>• Lévirucide : NF EN 1650, NF EN 13697, NF EN 16615</li> <li>• Virucide : NF EN 14476 -</li> </ul>		 <b>Frotter</b>  <b>30"</b>  <b>Laisser sécher</b>  <b>Inutile de rincer hors surfaces en contact alimentaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les jours</li> <li>• Pour le nettoyage des surfaces et du matériel</li> </ul>
	 Lingettes Multi-usages à l'essence de Niaouli x 50 Réf : 56175001 PCB 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante.</li> <li>• Elimine 99,9% des bactéries présentes.</li> <li>• Nettoie et désinfecte en un seul geste</li> <li>• Testée dermatologiquement</li> <li>• A l'essence de Niaouli</li> <li>• Bactéricide : NF EN 1276, NF EN 13697,- NF EN 14561</li> <li>• Lévirucide : NF EN 1650, NF EN 13697, NF EN 13624. NF EN 14562</li> <li>• Virucide : NF EN 14476</li> <li>• Fongicide NF EN 14562</li> </ul>		 <b>Frotter</b>  <b>30"</b>  <b>Laisser sécher</b>  <b>Inutile de rincer hors surfaces en contact alimentaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les jours</li> <li>• Pour le nettoyage des surfaces et du matériel</li> </ul>